

Problemen bediening spoel/föhn doucheWC ?

Een spoel/föhn is voor veel mensen een oplossing bij problemen van het reinigen na toiletgebruik, maar in de praktijk kan er nog weleens een probleem zijn met de bediening. Bijvoorbeeld:

- Bediening is niet geschikt voor de gebruiker
- Gebruiker laat hem nog wel eens vallen
- De hoeveelheid knopjes zijn verwarrend
- Er zit geen geheugen op de afstandsbediening
- Bij vernieuwen batterijen moeten de instellingen weer geprogrammeerd worden
- Als de gebruiker de bediening pakt activeert hij hem al

Ook klachten zoals, de gebruiker wordt niet schoon of het water is koud, kunnen voortkomen uit problemen met de afstandsbediening

Toilet Op Maat heeft voor de diverse DoucheWC's en Zorgtoiletten passende bedieningen. Uniek is de standaard DoucheWC TOM CareBidet+ welke standaard voorzien is van een afstandsbediening met grote knoppen. Er zitten tevens twee programmeerknoppen op die na plaatsing samen met een medewerker van Toilet Op Maat wordt ingesteld. Zijn de knoppen alsnog moeilijk te bedienen of zijn de vele knoppen verwarrend? Dan kan er éénvoudig een grote bedieningsknop opgezet worden. Deze kan ook met de voet te bediend worden. De TOM CareBidet+ is ontwikkeld in samenwerking met ergotherapeuten.

